

제품명	TRACOE				
튜브형태	Cuffed			Uncuffed	
본원호칭 (처방코드)	T-tube with low pressure cuff (REF 301) X13309-X13313 구리병원 코드 x	T-tube, Fenestrated, with low pressure cuff (REF 302) 서울병원 코드(x) X21461-X21465(4.0-8.0)	T-tube, with low pressure cuff and subglottic suction line (REF 306) 서울병원 코드(x) X21466-X21470(4.0-8.0)	T-tube, Fenestrated (REF 304) (서) X13314-X13318 (구) X13315-13317(5.0-7.0)	Laryngectomy tube (REF 305) X13319-X13323 구리병원 코드 x
사진					
구성특징	Cuff(o) Fenestra(x) Inner cannula: 기본(White)	Fenestrated hole 있음, Cuff(o) Inner cannula : 기본(White), Fenestra(Blue)	Suction port 있음 Cuff(o) Fenestra(x) Inner cannula : 기본(White)	Fenestrated hole 있음, Cuff(x) Inner cannula : 기본(White), Fenestra(Blue)	Cuff(x), Fenestra(x) Inner cannula : 기본(White)
특징	발성(x), 인공호흡기연결(o) 상하좌우움직임 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)	발성(o): 발성용 내관 사용시 인공호흡기: 기본형 내관사용연결(o) 상하좌우움직임 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)	발성(x), 인공호흡기연결(o) 커프 위 분비물 흡인가능 상하좌우움직임 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)	발성(o): 발성용 내관 사용시 상하좌우움직임 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)	발성(x), 인공호흡기연결(x) 상하좌우움직임 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)

제품명	PORTEX				
튜브형태	Vocaloid	Cuffed		Uncuffed	
본원호칭 (처방코드)	Blue line suctionaid (서) X24144-X24148 (구)X17806-X17810(6.0-9.0)	Blue line ultra cuffed X20783-X20787 구리병원 코드 x	Blue line ultra cuffed fenestrated 서울병원 코드(x) X17811-X17814 (7.0-9.0)	Blue line ultra uncuffed 서울/구리 원내 처방코드(x)	Blue line ultra uncuffed fenestrated 서울/구리 원내 처방코드(x)
사진					
구성특징	Suction port 있음 Cuff(o) Fenestra(x)	Cuff(o) Fenestra(x)	Fenestrated hole 있음, Cuff(o) Inner cannula : 기본(White), Fenestra(Red)	Cuff(x) Fenestra(x)	Fenestrated hole 있음, Cuff(x) Inner cannula : 기본(White), Fenestra(Red)
특징	기관절개 직후 사용, 발성(x), 인공호흡기연결(o) 커프 위 분비물 흡인가능	기관절개 직후 사용, 발성(x), 인공호흡기연결(o)	발성(o), 인공호흡기: 기본형내관 사용하여 연결(o) 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일), 외관 전체 교체주기 1달마다.	발성(x), 인공호흡기연결(x)	발성(o), 인공호흡기연결(x) 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)

제품명	PORTEX	유신(Yushin)		세운(Sewoon)		
튜브형태	Adjustable	Cuffed	Cuffed/Uncuffed	Cuffed	Uncuffed	
본원호칭 (처방코드)	Blue line adjustable (서) X17121-X17124 (구) X17802-X17804 (6.0-8.0)	Silicone t-tube PL : X01573-X01581 (5.0-9.0) 처방코드 동일	Adjustable Tracheostomy (서) Cuff: X23546-X23552 Uncuff: X23538-X23545 (구) Cuff: X21985-X21991 Uncuff: X21992-X21999	Silicone t-tube(Cuffed) 원내 처방코드(x)	Silicone t-tube(Uncuffed) 원내 처방코드(x)	Koken(Teflon tube) 원내 처방코드(x)
사진						
구성특징	Adjustable Flange 있음 Cuff(o), 내관(x)	Cuff(o)	Cuff(o)/Cuff(x)	Cuff(o)	Cuff(x)	Cuff(x), 내관(o)
특징	플런지 이용 길이 조절가능 발성(x), 인공호흡기연결(o)	기관절개 직후 사용, 발성(x), 인공호흡기연결(o) Cuff 2종류; Plain vs high volume low pressure	플런지 이용 길이 조절가능 발성(x)	기관절개 직후 사용, 발성(x), 인공호흡기연결(o) Cuff 2종류; Plain vs high volume low pressure	발성(x), 인공호흡기연결(x)	발성(o): 내관 제거 후 speech valve 이용, 인공호흡기연결(x) 재질이 부드러움, 미용 상 덜 튀어나옴

제품명	MERA			
튜브형태	Vocaloid		Cuffed	Uncuffed
본원호칭 (처방코드)	MERA Clear C-S (서) X20691-X20695 (구) X19189-X19192 (6.0-8.0)	MERA Sofit CF-S (서) X20683-X20686 (구) X19186-19188 (6.0-8.0)	MERA Sofit CF (서) X23838-X23841 (구) X21592-X21596 (5.0-9.0)	MERA Sofit F (서) X20687-X20690 (구) X19234-X19236 (6.0-8.0)
사진				
구성특징	Cuff(o), Suction port 있음, 내관(x)	Cuff(o), Suction port 있음, 내관(o)	Cuff(o) 내관(o): 기본용, 발성용(White)	Cuff(x) 내관(o): 기본용, 외출용, 발성용(White)
특징	기관절개 직후 사용, 발성(x), 인공호흡기연결(o), 커프 위 분비물 흡인 가능 상하움직임(60°) 가능 Neck plate 부분 flap 가능	발성(o): 발성용 내관 사용시 인공호흡기연결(o), 커프 위 분비물 흡인 가능 상하움직임(60°) 가능 Neck plate 부분 flap 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)	발성(o): 발성용 내관 사용시 인공호흡기 기본형 내관사용연결(o) 상하움직임(60°) 가능 Neck plate 부분 flap 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)	발성(o): 발성용 내관 사용시 상하움직임(60°) 가능 Neck plate 부분 flap 가능 사용한 내관은 근무별 소독(3회/일)